

Anticorpo Monoclonale Anti-Ppm1E Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q8Wy54

Numero articolo: CM0009911

introduzione

Anticorpo monoclonale che riconosce PPM1E umano (POPX1/CaMKP-N) per Western blot ed ELISA. Validato per reattività crociata umana. Utile negli studi sulla segnalazione della chinasi CaM, sulla defosforilazione di PAK e sulla disgregazione delle fibre di actina sotto stress. Peso molecolare previsto: 84 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPM1E Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	POPX1, PP2CH, caMKN, CAMKPN, CaMKP-N, PPM1E
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22843
GeneID	22843
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 di PPM1E umano (Q8WY54))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q8WY54
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio