

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppm1F Per Wb, Elisa - P49593

Numero articolo: CM0015897

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta specificità che bersaglia la PPM1F umana (fosfatasi della CaM-chinasi), adatto per Western blot e ELISA. Ideale per studi su apoptosi e segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPM1F Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CAMKP; FEM-2; POPX2; hFEM-2; CaMKPase; PPM1F
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9647
GeneID	9647
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 della PPM1F umana (NP_055449.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P49593
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio