

Anticorpo Policlonale Anti-Ppm1J Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - Q5Jr12

Numero articolo: CM0018296

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PPM1J umano (PP2C-zeta) per WB ed ELISA. Validato con immunogene ricombinante. Reagisce incrociato con il topo. UniProt Q5JR12. Ideale per la ricerca sulla protein fosfatasi 1J, una fosfatasi Ser/Thr coinvolta nella segnalazione cellulare. Adatto per Western blot ed ELISA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPM1J Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PP2CZ, PPP2CZ, PP2Czeta, PP2C-zeta, PPM1J
Specie	Umano
GeneID	333926
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 130-260 di PPM1J umano (NP_005158.5)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q5JR12
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio