


## Anticorpo Policlonale Anti-Ppme1 Per Wb Ed Elisa - Q9Y570

Numero articolo: CM0017148



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PPME1 (PME-1), adatto per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Rileva la protein fosfatasi metilesterasi 1, un regolatore chiave della metilazione e dell'attività della PP2A.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | PPME1 Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Osservazioni/Alias    | PME-1; ABDH19; PPME1                                                                                                                                |
| Specie                | Umano                                                                                                                                               |
| GeneID (Umano)        | 51400                                                                                                                                               |
| GeneID                | 51400                                                                                                                                               |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante   Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-160 di PPME1 umana (NP_057231.1). |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reattività incrociata | Umano, Mouse, Ratto                                                                                                                                 |
| SWISS                 | Q9Y570                                                                                                                                              |
| Peso proteico         | 42kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                  |