

Anticorpo Policlonale Anti-Ppp1Ca Per Wb, If/Icc, Elisa - P62136

Numero articolo: CM0018989



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la PPP1CA umana (subunità catalitica PP1alpha). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. PM 38kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle fosfatasi e sulla via MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome del prodotto	PPP1CA Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PP1A, PP-1A, PPP1A, PP1alpha, PPP1CA
Specie	Uomo
ID Gene	5499 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-330 della PPP1CA umana (NP_002699.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62136
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio