


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ppp1Ca Per Wb, If/Icc, Elisa - P62136

Numero articolo: CM0006438



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità mirato alla PPP1CA umana (subunità catalitica PP1-alfa). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulle fosfatasi nel ciclo cellulare, trascrizione e segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio PPP1CA
Note/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5499
GeneID	5499
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 230-330 della PPP1CA umana (NP_002699.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62136
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio