

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Ppp1Ca Per Wb - P62136

Numero articolo: CM0016319



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit che bersaglia PPP1CA umana (PP1-alfa), adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per studi sulla segnalazione delle fosfatasi, il ciclo cellulare e il metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPP1CA Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; PPP1CA
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5499
ID gene	5499
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 230-330 della PPP1CA umana (NP_002699.1)
Provenienza	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P62136
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio