


Anticorpo Policlonale Anti-Ppp1R12A Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14974

Numero articolo: CM0014276



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PPP1R12A (MYPT1), validato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Regolatore chiave della miosina fosfatasi e del complesso PPP1C.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPP1R12A Rabbit pAb
Note/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; PPP1R12A
Specie	Umana
GeneID	4659
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 della PPP1R12A umana (NP_002471.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14974
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio