


Anticorpo Policlonale Anti-Ppp1R12A Per Wb, Ihc-P, Elisa - O14974

Numero articolo: CM0028272



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting PPP1R12A (MYPT1), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla fosfatasi della miosina e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPP1R12A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MBS, GUBS, M130, MYPT1, PPP1R12A
Specie	Umano
GeneID	4659
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 710-970 di PPP1R12A umano (NP_002471.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14974
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio