

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp1R12B Per Wb, Elisa - O60237

Numero articolo: CM0019990

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PPP1R12B (MYPT2) validato per WB ed ELISA. Reagisce con l'umano; ideale per studiare la regolazione della fosfatasi della miosina e l'organizzazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PPP1R12B Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	MYPT2; PP1bp55; PPP1R12B
Specie	Umano
GeneID (umano)	4660
GeneID	4660
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 660-930 di PPP1R12B umano (NP_002472.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O60237
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio