

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ppp1R13L Per Wb, Elisa - Q8Wuf5

Numero articolo: CM0014614



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a PPP1R13L umano (iASPP, inibitore associato a RelA), adatto per WB ed ELISA. Gli usi includono lo studio dell'apoptosi, della risposta infiammatoria dipendente da NF-kappa-B e della regolazione della trascrizione di p53.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPP1R13L Rabbit pAb
Note/Alias	RAI; RAI4; IASPP; NKIP1; PPP1R13L
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10848
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 589-828 di PPP1R13L umano (NP_006654.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8WUF5
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio