

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp1R14A (Cpi-17) Per Wb Ed Elisa - Q96A00

Numero articolo: CM0016816

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PPP1R14A/CPI-17, un inibitore di PP1 dipendente dalla fosforilazione coinvolto nella regolazione della muscolatura liscia. Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata con specie umana, murina e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione cellulare e sulla contrazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPP1R14A Rabbit pAb
Note/alias	CPI17; CPI-17; PPP1INL; PPP1R14A
Specie	Umana
ID del gene (umano)	94274
ID del gene	94274
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 della PPP1R14A umana (NP_150281.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, murina, ratto
SWISS	Q96A00
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Contenitore refrigerante