

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp1R14B Per Wb, Elisa - Q96C90

Numero articolo: CM0016839

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PPP1R14B umano. Validato per WB ed ELISA, reagisce con umano, topo e ratto. Inibitore di PP1 sensibile alla fosforilazione; ~16 kDa. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle fosfatasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPP1R14B Rabbit pAb
Note/Alias	PNG; PHI-1; PLCB3N; SOM172; PPP1R14B
Specie	Umano
GenelD (Umano)	26472
GenelD	26472
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 68-147 di PPP1R14B umano (NP_619634.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96C90
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio