

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp1R15A (Gadd34) Per Wb, If/Icc, Elisa - O75807

Numero articolo: CM0022129



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-PPP1R15A (GADD34) per WB, IF/ICC, ELISA. Validato per uomo, topo, ratto. Bersaglia la subunità regolatoria della fosfatasi indotta dallo stress coinvolta nel recupero della traduzione e nell'autofagia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPP1R15A Rabbit pAb
Note/Alias	GADD34; PPP1R15A
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	23645
GeneID	23645
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 375-674 di PPP1R15A umano (NP_055145.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O75807
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio