

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ppp1R3B Per Wb, Elisa - Q86Xi6

Numero articolo: CM0018198



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la PPP1R3B umana (subunità GL bersaglio del glicogeno). Convalidato per Western blot e ELISA, mostra reattività crociata con topo e ratto. Adatto per studi sul metabolismo del glicogeno e la segnalazione insulinica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto            | PPP1R3B Rabbit pAb                                                                                                               |
| Note/Alias               | GL; PTG; PPP1R4; PPP1R3B                                                                                                         |
| Specie                   | Umana                                                                                                                            |
| ID gene (Umano)          | 79660                                                                                                                            |
| ID gene                  | 79660                                                                                                                            |
| Immunogeno               | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-140 della PPP1R3B umana (NP_078883.2) |
| Origine                  | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria                | Anticorpi policlonali                                                                                                            |
| Applicazione             | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reattività crociata      | Topo, Ratto                                                                                                                      |
| SWISS                    | Q86Xi6                                                                                                                           |
| Peso molecolare proteico | 33kDa                                                                                                                            |
| Spedizione               | Sacco di ghiaccio                                                                                                                |