

Anticorpo Policlonale Anti-Ppp1R3C Per Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uqk1

Numero articolo: CM0021964



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PPP1R3C umano (PTG), validato per IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo del glicogeno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPP1R3C Rabbit pAb
Note/Alias	PTG, PPP1R5, PPP1R3C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5507
GeneID	5507
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di PPP1R3C umano (NP_005389.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQK1
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio