

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp1R9B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Sb3

Numero articolo: CM0023436

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PPP1R9B umano (Neurabin-2/Spinofilina), cross-reattivo con umano e topo. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA. Ideale per studiare la trasmissione sinaptica, le spine dendritiche e le interazioni con il citoscheletro di actina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPP1R9B Rabbit pAb
Note/Alias	Spn; SPINO; PPP1R6; PPP1R9; PPP1R9B
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	84687
ID Gene	84687
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di PPP1R9B umano (NP_115984.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Cross-Reattività	Umano, Topo
SWISS	Q96SB3
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio