

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp2R1A/Ppp2R2A/Ppp2R1B Per Wb, Elisa - P30153 / P63151 / P30154

Numero articolo: CM0022302



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro PPP2R1A, PPP2R2A e PPP2R1B. Adatto per Western blotting e ELISA in uomo, topo e ratto. Permette di studiare la funzione del complesso PP2A nella segnalazione, la mitosi e la trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B Rabbit pAb
Note/Alias	PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1B
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	5518/5520/5519
GenelD	5518/5520/5519
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-161 della PPP2R1A/PPP2R2A/PPP2R1BPPP2R1A umana (NP_055040.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P30153/P63151/P30154
Spedizione	Sacco di ghiaccio