

Anticorpo Policlonale Anti-Ppp2R2B/Ppp2R2C Per Wb, Elisa - Q00005 / Q9Y2T4

Numero articolo: CM0021873

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting PPP2R2B/PPP2R2C, le subunità regolatorie della protein fosfatasi 2A. Validato per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per ricerche sulla segnalazione cellulare e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPP2R2B/PPP2R2C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PPP2R2B/PPP2R2C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5521/5522
Gene ID	5521/5522
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 108-220 di PPP2R2B/PPP2R2C umano (NP_858060.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q00005 / Q9Y2T4
Spedizione	Borsa del ghiaccio