

Anticorpo Policlonale Anti-Ppp3Cc Per Wb, Elisa - P48454

Numero articolo: CM0027973



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PPP3CC (calcineurina A gamma), validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del calcio e sulla fosfatasi testicolo-specifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPP3CC Rabbit pAb
Note/Alias	CNA3; CALNA3; PP2Bgamma; PPP3CC
Specie	Umano
Gene ID	5533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 373-512 di PPP3CC umano (NP_005596.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P48454
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio