

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp3R1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P63098

Numero articolo: CM0016841



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PPP3R1 (Subunità B tipo 1 della Calcineurina) per WB, IF/ICC, ELISA. Validato per umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione della calcineurina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPP3R1 Rabbit pAb
Note/Alias	CNB; CNB1; CALNB1; PPP3R1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5534
GeneID	5534
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 11-170 di PPP3R1 umano (NP_000936.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P63098
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio