

Anticorpo Policlonale Anti-Ppp3R2 Per Wb, Elisa - Q96Lz3

Numero articolo: CM0028562

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio PPP3R2 per WB e ELISA, specifico per uomo, topo e ratto. Riconosce la calcineurina B di tipo 2, una subunità regolatoria specifica del testicolo coinvolta nell'attività della fosfatasi dipendente dal calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPP3R2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PPP3RL; PPP3R2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5535
GeneID	5535
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-173 della PPP3R2 umana (NP_671709.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96LZ3
Peso proteico	20kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio