

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp4C Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P60510

Numero articolo: CM0013278

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PPP4C umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla riparazione del DNA, apoptosi e segnalazione. Immunogene ricombinante.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPP4C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PP4; PPX; PP-X; PP4C; PPH3; PPP4; PPP4C
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5531
GenelD	5531
Immunogene	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-307 di PPP4C umano (NP_002711.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P60510
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio