

Anticorpo Policlonale Anti-Ppp4R1 Da Coniglio Per Wb, Ip, Elisa - Q8Tf05

Numero articolo: CM0030243

introduzione

Anticorpo policlonale anti-PPP4R1 da coniglio validato per WB, IP, ELISA su campioni umani e di topo. Bersaglia la subunità regolatoria 1 della serina/treonina-protein fosfatasi 4, un regolatore chiave della segnalazione di NF-kappa-B e della divisione cellulare. Ideale per l'approvvigionamento di materie prime IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PPP4R1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alcune Denominazioni	MEG1; PP4R1; PP4(Rmeg); PPP4R1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	9989
GeneID	9989
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 324-647 della PPP4R1 umana (NP_001035847.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo
SWISS	Q8TF05
Peso Proteico	107kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio