

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp4R3B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q5Miz7

Numero articolo: CM0024526

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting PPP4R3B (SMEK2), una subunità regolatoria di PP4 localizzata ai centrosomi/nucleo. Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività verso uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PPP4R3B Rabbit pAb
Note/Alias	PSY2; smk1; FLFL2; SMEK2; PP4R3B; PPP4R3B
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	57223
GeneID	57223
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 628-817 di PPP4R3B umano (NP_001269779.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q5MIZ7
Peso proteico	97kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio