

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ppp5C Per Wb, If/Icc, Elisa - P53041

Numero articolo: CM0017136



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro PPP5C umano (PP5/PPT), adatto per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto; ideale per lo studio della risposta al danno del DNA, dell'apoptosi e dei ritmi circadiani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPP5C Rabbit pAb
Note/Alias	PP5, PPT, PPP5, PPP5C
Specie	Umano
GeneID (umano)	5536
GeneID	5536
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-210 di PPP5C umano (NP_006238.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P53041
Peso della proteina	57 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante