

Anticorpo Policlonale Anti-Ppp6R2 Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - 075170

Numero articolo: CM0030397

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato alla subunità regolatoria della proteina fosfatasi 6 (PPP6R2/SAPS2). Validato per WB ed ELISA su campioni umani. Adatto per lo studio della defosforilazione mediata da PP6 e della segnalazione TNF.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PPP6R2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PP6R2; SAPS2; SAP190; KIAA0685; PPP6R2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	9701
ID Gene	9701
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 640-959 di PPP6R2 umano (NP_001229827.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	075170
Peso proteico	105kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio