

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pqbp1 Per Wb, Elisa - O60828

Numero articolo: CM0002263



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PQBP1 umano (30 kDa), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Adatto per lo studio dello splicing del pre-mRNA, della trascrizione e dell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PQBP1 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	SHS; MRX2; MRX55; MRXS3; MRXS8; NPW38; RENS1; PQBP1
Specie	Umano
GeneID	10084
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-265 di PQBP1 umano (NP_001027553.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	O60828
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio