

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pqbp1 Per Wb E Elisa - O60828

Numero articolo: CM0027563



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PQBP1 umano, validato per Western blotting (WB) e ELISA. Reagisce con specie umana, topo e ratto. PQBP1 è una proteina scaffold intrinsecamente disordinata coinvolta nello splicing del pre-mRNA, nella regolazione della trascrizione e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PQBP1 Rabbit pAb
Note/Alias	SHS; MRX2; MRX55; MRXS3; MRXS8; NPW38; RENS1; PQBP1
Specie	Uomo
GeneID	10084 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-265 di PQBP1 umano (NP_005701.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60828
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio