

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Praf2 Per Wb, Elisa - O60831

Numero articolo: CM0021037

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PRAF2 umano (JM4, Yip6a), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studi sull'apoptosi e sul traffico vescicolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PRAF2 Rabbit pAb
Note/Alias	JM4; Yip6a; PRAF2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	11230
GenelD	11230
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-50 di PRAF2 umano (NP_009144.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60831
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio