

Anticorpo Policlonale Anti-Prame Per Wb E Elisa - P78395

Numero articolo: CM0012942

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PRAME umano (antigene del melanoma). Validato per WB e ELISA; cross-reagisce con topo e ratto. Ideale per studi su cancro, apoptosi e ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRAME Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MAPE; OIP4; CT130; OIP-4; PRAME
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	23532
ID Gene	23532
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 di PRAME umano (NP_006106.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P78395
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio