

Anticorpo Policlonale Anti-Prb4 Per Wb, Elisa - P10163

Numero articolo: CM0023955

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina basica salivare umana ricca di prolina 4 (PRB4, proteina parotidea o). Adatto per WB ed ELISA con cross-reattività verso uomo e topo. Ideale per la ricerca sulla proteomica salivare e la biologia orale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRB4 Rabbit pAb
Note/Alias	Po; PRB4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5545
ID Gene	5545
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 178-247 della PRB4 umana (NP_002714.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo
SWISS	P10163
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio