

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prb4 Per Wb, Elisa - P10163

Numero articolo: CM0023910

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina basica salivare ricca di prolina 4 umana (PRB4), validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulle proteine salivari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PRB4 Rabbit pAb
Note/Alias	Po; PRB4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5545
ID Gene	5545
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 178-247 di PRB4 umana (NP_002714.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	P10163
Peso Proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio