


Anticorpo Policlonale Anti-Prc1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43663

Numero articolo: CM0028441



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PRC1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Riconosce PRC1 in uomo, topo e ratto. Adatto per studi sulla citochinesi, la divisione cellulare e la ricerca sul cancro della vescica. PM ~72 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRC1 Rabbit pAb
Note / Alias	ASE1; PRC1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9055
Immunogeno	Proteina ricombinante di fusione contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 351-620 della PRC1 umana (NP_003972.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43663
Peso proteico	72kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio