

Anticorpo Policlonale Anti-Prcc Per Wb Ed Elisa - Q92733

Numero articolo: CM0021119

introduzione

Anticorpo policlonale Anti-PRCC validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce con la proteina PRCC umana (UniProt Q92733). Ideale per lo studio della regolazione del ciclo cellulare e del carcinoma renale papillare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio contro il carcinoma renale papillare
Note/Alias	TPRC; RCCP1; Carcinoma renale papillare
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5546
GeneID	5546
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 240-491 del carcinoma renale papillare umano (NP_005964.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q92733
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio