


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Prd Per Wb, Elisa - P12955

Numero articolo: CM0002315



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro PRD umano (prolidasi, PEPD), adatto per applicazioni WB ed ELISA, con reattività crociata verso il mouse. Ideale per ricerche sul metabolismo del collagene e sulla prolidasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRD mAb coniglio
Note/Alias	PROLIDASI; PRD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5184
GeneID	5184
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 400-493 del PRD umano (NP_000276.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P12955
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio