

Anticorpo Policlonale Anti-Prdm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075626

Numero articolo: CM0023248



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per PRDM1 (BLIMP-1), validato per western blot, immunofluorescenza/ICC e ELISA. Rileva PRDM1 umano e murino; ideale per lo studio della regolazione trascrizionale nella differenziazione delle cellule immunitarie e nella biologia dei linfociti residenti nei tessuti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRDM1 Rabbit pAb
Note/Alias	BLIMP1; PRDI-BF1; PRDM1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	639
ID gene	639
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-210 di PRDM1 umano (NP_001189.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	075626
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio