

Anticorpo Policlonale Anti-Prdm11 Per Wb, Elisa - Q9Nqv5

Numero articolo: CM0029495



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro PRDM11 umano (PFM8), convalidato per Western blotting e ELISA. Presenta reattività crociata con il topo. Ideale per lo studio della regolazione trascrizionale. UniProt: Q9NQV5.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PRDM11 Rabbit pAb
Note/Alias	PFM8; PRDM11
Specie	Umana
ID Gene	56981
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q9NQV5
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio