

Anticorpo Policlonale Anti-Prdm12 Per Wb, Elisa - Q9H4Q4

Numero articolo: CM0019949



introduzione

PRDM12 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per WB e ELISA, che rileva PRDM12 umano e murino. Fondamentale per la ricerca sullo sviluppo dei neuroni nocicettivi e gli studi sulle vie del dolore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	PRDM12 Rabbit pAb
Note/Alias	PFM9; HSN8; PRDM12
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	59335
GeneID	59335
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-330 di PRDM12 umano (NP_067632.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q9H4Q4
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio