

Anticorpo Policlonale Anti-Prdm14 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzv8

Numero articolo: CM0014734

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PRDM14 umano, adatto per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva PRDM14 umano, murino e di ratto. Ideale per la ricerca sulla pluripotenza delle cellule staminali e sullo sviluppo delle cellule germinali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRDM14 Rabbit pAb
Note/alias	PFM11; PRDM14
Specie	Umano
GeneID (umano)	63978
GeneID	63978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di PRDM14 umano (NP_078780.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9GZV8
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante