

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prdm14 Per Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - Q9Gzv8

Numero articolo: CM0030260

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio PRDM14 validato per WB, IHC-P, ELISA, ChIP su umano, topo, ratto. Strumento essenziale per lo studio della pluripotenza, dell'identità delle cellule staminali embrionali e dello sviluppo delle cellule germinali. 64kDa. Q9GZV8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRDM14 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PFM11; PRDM14
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	63978
Gene ID	63978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 del PRDM14 umano (NP_078780.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9GZV8
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio