


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Prdm2 Per Wb Ed Elisa - Q13029

Numero articolo: CM0013750



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRDM2 umano (RIZ1/KMT8), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con campioni umani, murini e di ratto. Indicato per applicazioni di ricerca epigenetica e oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRDM2 Rabbit pAb
Note/Alias	RIZ; KMT8; RIZ1; RIZ2; KMT8A; MTB-ZF; HUMHOXY1; PRDM2
Specie	Umano
GeneID (umano)	7799
GeneID	7799
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-176 di PRDM2 umano (NP_036363.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q13029
Peso della proteina	189 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante