

Anticorpo Policlonale Anti-Prdm6 Per Wb, Elisa - Q9Nqx0

Numero articolo: CM0029688

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-PRDM6 validato per WB ed ELISA, cross-reattivo con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della funzione PRDM6 nella differenziazione della muscolatura liscia e nella regolazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRDM6 Coniglio pAb
Note/Alias	PDA3; KMT8C; PRISM; PRDM6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	93166
GeneID	93166
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 376-595 del PRDM6 umano (NP_001129711.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NQX0
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio