

Anticorpo Policlonale Anti-Prdm7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqw5

Numero articolo: CM0027460

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PRDM7 umano (PFM4/ZNF910), ottenuto contro proteina ricombinante (aa 210-310). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Strumento di ricerca epigenetica per lo studio dell'attività istone metiltransferasi e del rimodellamento della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRDM7 Rabbit pAb
Note/Alias	PFM4; ZNF910; PRDM7
Specie	Umana
GeneID (umana)	11105
GeneID	11105
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 210-310 di PRDM7 umano (NP_001091643.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q9NQW5
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio