


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Preb Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hcu5

Numero articolo: CM0006317



introduzione

L'anticorpo monoclonale di coniglio anti-PREB rileva la proteina PREB/SEC12 umana, di topo e di ratto. Convalidato per Western blot, IF/ICC e ELISA, questo anticorpo prende di mira una GEF da 45 kDa fondamentale per il trasporto ER-Golgi e la regolazione trascrizionale. Ordina da CamelBio per un approvvigionamento IVD affidabile.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PREB Rabbit mAb
Note / Alias	SEC12; PREB
Specie	Umana
GenelD (Umana)	10113
GenelD	10113
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 89-201 della PREB umana (NP_037520.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HCU5
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio