

Anticorpo Policlonale Anti-Prelid3A Per Ihc-P, Elisa - Q96N28

Numero articolo: CM0021475



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia PRELID3A (SLMO1) umano, un trasportatore mitocondriale di acido fosfatidico. Validato per applicazioni IHC-P e ELISA per supportare la ricerca sulla sintesi di cardiolipina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PRELID3A Rabbit pAb
Note/Alias	SLMO1; C18orf43; HFL-EDDG1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	10650
ID Gene	10650
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70-172 di PRELID3A umano (NP_006544.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Uomo
SWISS	Q96N28
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio