


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Prelid3B Per Wb, Elisa - Q9Y3B1

Numero articolo: CM0021775



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PRELID3B (SLMO2) umano. Adatto per Western blot e ELISA. Prodotto contro un peptide sintetico amminoacidico 80-180. Utile per lo studio di questa fosfoproteina contenente il dominio PRELI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PRELID3B Rabbit pAb
Note/Alias	SLMO2, C20orf45, dj543j19.5, PRELID3B
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	51012
ID gene	51012
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 80-180 di PRELID3B umano (NP_057129.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q9Y3B1
Peso proteico	21 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio