

Anticorpo Policlonale Anti-Prelp Per Wb Ed Elisa - P51888

Numero articolo: CM0022802

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PRELP di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Reagisce con PRELP umano, murino e di ratto. Adatto per studi sulla matrice extracellulare e sulla membrana basale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PRELP Rabbit pAb
Note/alias	MST161; SLRR2A; MSTP161; PRELP
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	5549
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-360 di PRELP umano (NP_002716.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	P51888
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante