

Anticorpo Policlonale Anti-Prepl Per Wb, If/Icc, Elisa - Q4J6C6

Numero articolo: CM0015026



introduzione

Anticorpo policlonale anti-PREPL di coniglio validato per WB, IF/ICC, ELISA in esseri umani, topi e ratti. Target: prolyl endopeptidase-like, una peptidasi serinica coinvolta nel traffico del Golgi e nell'esocitosi delle vescicole sinaptiche. ~84 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PREPL Rabbit pAb
Note/Alias	CMS22; PREPL
Specie	Umano
GeneID (umano)	9581
GeneID	9581
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q4J6C6
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante