


Anticorpo Policlonale Anti-Presenilina 1 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49768

Numero articolo: CM0024207



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Presenilina 1 umana, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla malattia di Alzheimer e sugli studi della gamma-secretasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Presenilina 1 pAb di Coniglio
Note/Alias	AD3; FAD; PS1; PS-1; S182; PSNL1; ACNINV3; Presenilina 1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5663
ID Gene	5663
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-380 della Presenilina 1 umana (NP_000012.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49768
Peso Proteico	53 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio